

Anticorps Monoclonal Anti-Cda De Lapin Pour Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P32320

Numéro d'article: CM0005965



Introduction

CamelBio propose un anticorps monoclonal anti-CDA de lapin validé pour IHC-P, FC (intra), ELISA. Réagit avec la CDA humaine et murine, une cytidine désaminase impliquée dans la voie de récupération des pyrimidines. Immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDA Rabbit mAb
Remarques/Alias	CDD ; CDA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	978
GeneID	978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-146 de la CDA humaine (NP_001776.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P32320
Poids protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace