

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cda Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P32320

Numéro d'article: CM0015100



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-cytidine désaminase (CDA), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la CDA humaine et murine (16 kDa) ; idéal pour la recherche sur le métabolisme des nucléotides et les granulocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDA Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDD ; CDA
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	978
GeneID	978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-146 de la CDA humaine (NP_001776.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P32320
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Glacière avec pains de glace