


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdc123 Pour Wb Et Elisa - 075794

Numéro d'article: CM0014549



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CDC123 humain (D123, C10orf7) validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur l'initiation de la traduction et la recherche sur le complexe eIF2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CDC123
Remarques/Alias	D123 ; C10orf7 ; CDC123
Espèce	Humain
GeneID	8872
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-336 du CDC123 humain (NP_006014.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75794
Poids protéique	39 kDa
Livraison	Sac de glace