


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdc16 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13042

Numéro d'article: CM0025708



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CDC16 (APC6) humain. Validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction du complexe APC/C, de la régulation du cycle cellulaire et des voies d'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC16 Lapin pAb
Remarques/Alias	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8881
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 371-620 du CDC16 humain (NP_003894.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13042
Poids de la protéine	72kDa
Expédition	Sac de glace