


Anticorps Polyclonal Anti-Cdc20 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q12834

Numéro d'article: CM0014786



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine CDC20 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la CDC20 humaine et murine, un activateur essentiel du complexe APC/C et un composant du point de contrôle mitotique. Adapté à la recherche sur le cycle cellulaire et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC20 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	991
Identifiant de gène	991
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 270 de la CDC20 humaine (NP_001246.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q12834
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac isotherme