


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdc20 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12834

Numéro d'article: CM0015382



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CDC20 humain (p55CDC), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, la mitose et l'APC/C.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC20 pAb de lapin
Remarques/Alias	CDC20A ; OOMD14 ; p55CDC ; OZEMA14 ; bA276H19.3 ; CDC20
Espèce	Humain
GeneID	991
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du CDC20 humain (NP_001246.2 ?).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12834
Poids protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace