


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cdc23 Pour Wb, Elisa - Q9Ujx2

Numéro d'article: CM0012589



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant ciblant le CDC23 humain (APC8, ANAPC8), validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur le cycle cellulaire et les ligases d'ubiquitine, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CDC23 Lapin mAb
Remarques/Alias	APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8697
GeneID	8697
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 498-597 du CDC23 humain (Q9UJX2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJX2
Poids Protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace