


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdc23 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujx2

Numéro d'article: CM0017187



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CDC23 (APC8) humain. Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC23 Lapin pAb
Remarques/Alias	APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8697
GeneID	8697
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 du CDC23 humain (NP_004652.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJX2
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace