


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdc25A Pour Wb, Elisa - P30304

Numéro d'article: CM0004684



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la CDC25A humaine (phosphatase 1 inductrice de la phase M). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC25A Anticorps monoclonal (mAb) de lapin
Remarques/Alias	CDC25A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	993
GeneID	993
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 376-524 de la CDC25A humaine (NP_001780.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30304
Poids moléculaire protéique	54kDa/59kDa
Expédition	Sac de glace