

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdc25B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P30305

Numéro d'article: CM0005436

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la CDC25B humaine, une phosphatase à double spécificité impliquée dans la régulation du cycle cellulaire. Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour les études sur la progression mitotique et la division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC25B Rabbit mAb
Remarques/Alias	CDC25B ; cycle de division cellulaire 25B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	994
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la CDC25B humaine (P30305).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P30305
Poids protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace