

Anticorps Monoclonal Anti-Cdc25C Pour Wb, If/Icc, Elisa - P30307

Numéro d'article: CM0002137



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Cdc25C validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la Cdc25C humaine, murine et de rat, une phosphatase CDK1 et régulateur mitotique critique. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	Ac mAb Cdc25C Lapin
Remarques/Alias	CDC25 ; PPP1R60 ; Cdc25C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	995
GeneID	995
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la Cdc25C humaine (P30307).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30307
Poids protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace