

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdc25C Pour Wb, Elisa - P30307

Numéro d'article: CM0022399



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre CDC25C, validé pour WB et ELISA. Réagit avec la CDC25C humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la mitose. SWISS : P30307.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC25C Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDC25 ; PPP1R60 ; CDC25C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	995
GeneID	995
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-130 de la CDC25C humaine (NP_001781.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30307
Poids protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace