


## Anticorps Monoclonal Anti-Cdc27 Pour Wb, Elisa - P30260

Numéro d'article: CM0012764



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CDC27 validé pour WB et ELISA, ciblant le CDC27 (APC3) humain et souris. Outil clé pour la recherche sur le cycle cellulaire et la ligase d'ubiquitine APC/C, avec un poids prédit d'environ 92 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | CDC27 Rabbit mAb                                                                                                         |
| Remarques/Alias      | APC3; HNUC; NUC2; H-NUC; ANAPC3; CDC27Hs; D0S1430E; D17S978E; CDC27                                                      |
| Espèce               | Humain                                                                                                                   |
| ID de gène (Humain)  | 996                                                                                                                      |
| ID de gène           | 996                                                                                                                      |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 702-824 du CDC27 humain (P30260). |
| Source               | Lapin                                                                                                                    |
| Catégorie            | Anticorps Monoclonaux                                                                                                    |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                           |
| SWISS                | P30260                                                                                                                   |
| Poids de la protéine | 92kDa                                                                                                                    |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                             |