

Anticorps Polyclonal Anti-Cdc34 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49427

Numéro d'article: CM0028900



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la CDC34 humaine (UBE2R1, E2-CDC34). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études d'ubiquitination et de cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CDC34
Remarques/Alias	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
Espèce	Humain
ID du gène	997
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-236 de la CDC34 humaine (NP_004350.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49427
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace