

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdc34 Pour Wb, Elisa - P49427

Numéro d'article: CM0012630



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine CDC34 (UBE2R1) humaine, validé pour WB et ELISA. Il reconnaît l'enzyme E2 de conjugaison de l'ubiquitine R1, essentielle à la protéolyse médiée par l'ubiquitine et à la régulation du cycle cellulaire. Idéal pour la recherche sur les voies de dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC34 Rabbit mAb
Remarques / Alias	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
Espèce cible	Humain
GenelD (Humain)	997
GenelD	997
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-236 de la protéine CDC34 humaine (P49427).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49427
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace