


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdc37 Pour Wb, Ip, Elisa - Q16543

Numéro d'article: CM0026964



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-CDC37 validé pour WB, IP, ELISA sur des échantillons humains et murins. Cible la co-chaperone Hsp90 Cdc37 (44kDa), impliquée dans la stabilisation des kinases. Idéal pour la recherche en biologie des chaperones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC37 Lapin pAb
Remarques/Alias	P50CDC37; CDC37
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11140
GeneID	11140
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 du CDC37 humain (NP_008996.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16543
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace