

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdc40 (Prp17/Prpf17) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60508

Numéro d'article: CM0002617



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le CDC40 humain (PRP17, EHB3). Validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le spliceosome et les études sur le développement du cerveau embryonnaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC40 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	EHB3; PCH15; PRP17; PRPF17; CDC40
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51362
Identifiant du gène	51362
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60508
Poids moléculaire de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace