

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cdc42 Pour Wb Et Elisa - P60953

Numéro d'article: CM0003769



Introduction

Cet anticorps monoclonal lapin cible le CDC42 humain (aussi souris, rat) et est validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude du contrôle de la division cellulaire, du cytosquelette d'actine et de la polarisation épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CDC42 Lapin mAb
Remarques/Alias	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	998
GeneID	998
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-191 du CDC42 humain (P60953)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60953
Poids Proté de la Protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace