

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdc42 Pour If/Cci, Elisa - P60953

Numéro d'article: CM0016895



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine CDC42 humaine, optimisé pour l'immunofluorescence/immunocytochimie (IF/CCI) et l'ELISA. Cible une petite GTPase impliquée dans la polarisation cellulaire, la migration et le remodelage du cytosquelette. Adapté à la recherche en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC42 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Espèce	Humain
GeneID (humain)	998
GeneID	998
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-186 de la CDC42 humaine (NP_001782.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P60953
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace