

Anticorps Monoclonal Anti-Cdc42Ep1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q00587

Numéro d'article: CM0002799

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le CDC42EP1 humain (BORG5/MSE55), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette d'actine et les cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC42EP1 Lapin mAb
Remarques/Alias	CEP1; BORG5; MSE55; CDC42EP1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11135
GeneID	11135
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 292-391 du CDC42EP1 humain (Q00587).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00587
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace