

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdc42Ep3 Pour Wb Et Elisa - Q9Uki2

Numéro d'article: CM0029467

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CDC42EP3 humain (BORG2/CEP3), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de l'organisation du cytosquelette d'actine et de la morphologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC42EP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	UB1; CEP3; BORG2; CDC42EP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10602
GeneID	10602
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-254 du CDC42EP3 humain (NP_006440.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKI2
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace