


Anticorps Polyclonal Anti-Cdc45 Pour Wb, Elisa - O75419

Numéro d'article: CM0022377



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CDC45 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Composant central essentiel de l'hélicase CMG pour l'initiation de la réplication de l'ADN. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et les chromosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CDC45 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDC45L; MGOR57; CDC45L2; PORC-PI-1; CDC45
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8318
ID de Gène	8318
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 du CDC45 humain (NP_003495.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75419
Poids Protéique	66kDa
Expédition	Sac de glace