

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdc5L Pour Wb, Elisa - Q99459

Numéro d'article: CM0025828



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CDC5L humain (aa 563-802) pour applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et l'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CDC5L
Remarques/Alias	CDC5 ; CEF1 ; PCDC5RP ; CDC5-LIKE ; dj319D22.1 ; CDC5L
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	988
Identifiant du gène	988
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 563-802 du CDC5L humain (NP_001244.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99459
Poids moléculaire de la protéine	92 kDa
Expédition	Sac de glace