


Anticorps Polyclonal Anti-Cdc6 Pour Wb - Q99741

Numéro d'article: CM0021434



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Cdc6 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Utile pour les études sur la réplication de l'ADN et les points de contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cdc6 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDC18L; HsCDC6; MGORS5; HsCDC18; Cdc6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	990
GeneID	990
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-560 du Cdc6 humain (Q99741)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99741
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace