

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdca3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99618

Numéro d'article: CM0004464

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CDCA3 de haute qualité, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Il reconnaît le CDCA3 humain, une protéine associée au cycle de division cellulaire impliquée dans l'entrée en mitose. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | CDCA3 Lapin mAb                                                                                                                        |
| Remarques / Alias    | GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3                                                                                                            |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                 |
| ID du gène           | 83461 (Humain)                                                                                                                         |
| Immunogène           | Peptide synthétique   Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de CDCA3 humain (Q99618). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                  |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                  |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Réaction croisée     | Humain                                                                                                                                 |
| SWISS                | Q99618                                                                                                                                 |
| Poids de la protéine | 29 kDa                                                                                                                                 |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                           |