

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdca3 Pour Wb, Elisa - Q99618

Numéro d'article: CM0023838

Introduction

Anticorps polyclonal Anti-CDCA3 de lapin, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte le CDCA3 humain et de souris, un déclencheur de l'entrée en mitose. Idéal pour les études du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CDCA3 Lapin pAb
Remarques/Alias	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	83461
GenelD	83461
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et l'extrémité C-terminale du CDCA3 humain (NP_001284531.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99618
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace