

Anticorps Polyclonal Anti-Cdca5 Pour Wb - Q96Ff9

Numéro d'article: CM0022910

Introduction

CDCA5 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre la protéine CDCA5 (sororine) humaine. Validé pour WB et ELISA, il réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour l'étude de la cohésion des chromatides sœurs et de la division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDCA5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SORORIN; CDCA5
Espèce	Humain
ID du gène	113130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-150 de la CDCA5 humaine (NP_542399.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96FF9
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sachet de glace