


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdca8 Pour Wb, Elisa - Q53HI2

Numéro d'article: CM0015868



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CDCA8 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Validé pour la recherche sur la mitose et la division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDCA8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	55143
Identifiant du gène	55143
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-124 du CDCA8 humain (NP_060571.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q53HL2
Poids moléculaire de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace