


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdca8 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q53HI2

Numéro d'article: CM0013098



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CDCA8 (Borealin), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation mitotique et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-CDCA8 de lapin
Remarques / Alias	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	55143
GeneID	55143
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 280 de la protéine CDCA8 humaine (NP_060571.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q53HL2
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace