

Anticorps Monoclonal Anti-Cdcp1 Pour Fc - Q9H5V8

Numéro d'article: CM0010225

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la protéine humaine CDCP1 (CD318, TRASK). Pour la cytométrie en flux. CDCP1 est une protéine d'adhésion cellulaire impliquée dans la progression tumorale et les métastases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CDCP1 humain
Remarques/Alias	CD318 ; TRASK ; SIMA135
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64866
GeneID	64866
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-666 de la CDCP1 humaine (NP_073753.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H5V8
Poids de la protéine	37 kDa / 72 kDa / 92 kDa
Expédition	Sac de glace