

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdcp1 Pour Wb, Elisa - Q9H5V8

Numéro d'article: CM0028278

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CDCP1 pour WB et ELISA. Réagit avec le CDCP1 humain et murin, un marqueur d'adhésion cellulaire et de progression tumorale impliqué dans le diagnostic de la leucémie et l'étude des sous-ensembles de cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDCP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD318; TRASK; SIMA135; CDCP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64866
GeneID	64866
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 343 du CDCP1 humain (NP_835488.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H5V8
Poids de la protéine	93kDa
Expédition	Sac de glace