

Anticorps Polyclonal Anti-Cdh11 Pour Wb, Elisa - P55287

Numéro d'article: CM0029980

Introduction

Explorez l'adhésion et la migration cellulaires avec cet anticorps polyclonal anti-CDH11 de lapin. Validé pour WB et ELISA, il reconnaît la CDH11 humaine (OB-cadhérine) et présente une réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les cadhérines et les adhésions focales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDH11 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OB, ESWs, CAD11, CDHOB, OSF-4, TBHS2, CDH11
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	1009
Identifiant génique	1009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-400 de la CDH11 humaine (NP_001788.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55287
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace