

Anticorps Polyclonal Anti-Cdh11 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55287

Numéro d'article: CM0013118

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CDH11 validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'humain et la souris. Cible la cadhérine-11, une protéine d'adhésion cellulaire impliquée dans l'assemblage des adhérences focales et la migration, pertinente pour la recherche sur les os et le cerveau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDH11 Rabbit pAb
Remarques/Alias	OB; ESWs; CAD11; CDHOB; OSF-4; TBHS2; CDH11
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120 à 400 de la CDH11 humaine (NP_001788.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P55287
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace