

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdh19 Pour Wb, Elisa - Q9H159

Numéro d'article: CM0014929

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la CDH19 humaine (cadhérine-19), validé pour la WB et l'ELISA. Convient aux études sur l'adhésion cellulaire et le tri tissulaire, avec une réactivité croisée avec les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDH19 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	CDH7 ; CDH7L2 ; CDH19
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	28513
GeneID	28513
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-440 de la CDH19 humaine (NP_066976.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9H159
Poids moléculaire de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace