


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdh3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22223

Numéro d'article: CM0017908



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CDH3 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. La cadhérine-3 (P-cadhérine) est une protéine d'adhésion cellulaire dépendante du calcium, idéale pour les applications de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDH3 pAb de lapin
Remarques/Alias	CDHP ; HJMD ; PCAD ; CDH3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1001
GeneID	1001
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 350 de la CDH3 humaine (NP_001784.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P22223
Poids de la protéine	91 kDa
Expédition	Sac de glace