

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdh4 Pour Wb, Elisa - P55283

Numéro d'article: CM0016235

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CDH4 (cadhérine-4, R-cadhérine). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Immunogène recombinant, 100 kDa. Convient aux études d'adhésion cellulaire et de biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-CDH4
Remarques/Alias	CAD4; RCAD; R-CAD; CDH4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1002
GeneID	1002
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 757-916 de CDH4 humain (NP_001785.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55283
Poids moléculaire	100kDa
Expédition	Sac de glace