

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdh8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55286

Numéro d'article: CM0022340

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Cadhérine-8 humaine (CDH8) pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDH8 Rabbit pAb
Espèce	Humain
GeneID	1006
Immunogène	Protéine recombinante de CDH8 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P55286
Expédition	Sac de glace