

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdip1 Pour Wb, Elisa - Q9H305

Numéro d'article: CM0016790

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CDIP1 humain, un effecteur de l'apoptose p53, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDIP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	I1; CDIP; LITAF1; C16orf5; CDIP1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	29965
GenelD	29965
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du CDIP1 humain (NP_001185983.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H305
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace