


Anticorps Polyclonal Anti-Cdk1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06493

Numéro d'article: CM0014135



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CDK1 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDC2, CDC28A, P34CDC2, CDK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	983
GeneID	983
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-297 du CDK1 humain (NP_001777.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06493
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace