


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cdk1 Pour Wb, Ip, Elisa - P06493

Numéro d'article: CM0003228



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CDK1 validé pour Western blot, immunoprécipitation et ELISA. Détecte la CDK1 humaine et murine (P06493), une sérine/thréonine kinase essentielle à la progression du cycle cellulaire. Adapté aux études d'oncologie et du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CDK1
Remarques/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Espèce	Humain
GeneID	983
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 198 et 297 de la CDK1 humaine (NP_001777.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06493
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sachet de glace