


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06493

Numéro d'article: CM0013661



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la CDK1 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconnaît la CDK1 humaine, de souris et de rat. Kinase mitotique clé pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	983
Identifiant du gène	983
Immunogène	Peptide synthétique / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 198 à 297 de la CDK1 humaine (NP_001777.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06493
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant