

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk10 Pour Wb, Elisa - Q15131

Numéro d'article: CM0030336

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CDK10 humaine (kinase dépendante des cyclines 10), validé pour WB et ELISA. Détecte la CDK10 humaine et murine (PM prédit 41 kDa). Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, le cytosquelette et la ciliogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CDK10
Remarques/Alias	ALSAS; PISSLRE; CDK10
Espèce	Humain
GeneID	8558 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-283 de la CDK10 humaine (NP_001092003.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15131
Poids moléculaire protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace