

Anticorps Polyclonal Anti-Cdk11B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P21127

Numéro d'article: CM0015214



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CDK11B humain, validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour étudier la régulation de la transcription et de l'épissage, le cycle cellulaire et la fonction du centromère.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK11B Rabbit pAb
Remarques/Alias	p58 ; PK58 ; CDK11 ; CLK-1 ; CDC2L1 ; PITSLREA ; p58CLK-1 ; CDK11-p46 ; CDK11-p58 ; p58CDC2L1 ; CDK11-p110 ; CDK11B
Espèce	Humain
GeneID	984
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 du CDK11B humain (NP_277021.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P21127
Poids moléculaire de la protéine	93 kDa
Expédition	Sac de glace