

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk11B Pour If/Icc, Elisa - P21127

Numéro d'article: CM0017860



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre CDK11B, validé pour IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour étudier les rôles de CDK11B dans la transcription, l'épissage et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK11B Lapin pAb
Remarques/Alias	p58; PK58; CDK11; CLK-1; CDC2L1; PITSLREA; p58CLK-1; CDK11-p46; CDK11-p58; p58CDC2L1; CDK11-p110; CDK11B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	984
GeneID	984
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de CDK11B humain (NP_277021.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21127
Poids de la protéine	93kDa
Expédition	Sac de glace