

Anticorps Monoclonal Anti-Cdk12 Pour Ihc-P, Elisa - Q9Nyv4

Numéro d'article: CM0006624



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CDK12 validé pour les applications IHC-P et ELISA. Reconnaît le CDK12 humain, de souris et de rat, une kinase régulant l'élongation de la transcription et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CDK12 Lapin mAb
Remarques/Alias	CRK7; CRKR; CRKRS; CDK12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51755
GeneID	51755
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 420-516 du CDK12 humain (NP_057591.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NYV4
Poids Protéique	164kDa
Expédition	Sac de glace