

## Anticorps Pab De Lapin Anti-Cdk12 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyv4

Numéro d'article: CM0018353



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CDK12 ciblant la région N-terminale (aa 1-300). Applications : WB, IHC-P, ELISA. Réactivité : humain, souris, rat. Idéal pour l'étude de l'élongation transcriptionnelle et de la stabilité génomique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | CDK12 pAb de lapin                                                                                                                                  |
| Remarques/Alias     | CRK7, CRKR, CRKRS, CDK12                                                                                                                            |
| Espèce              | Humain                                                                                                                                              |
| ID du gène (humain) | 51755                                                                                                                                               |
| ID du gène          | 51755                                                                                                                                               |
| Immunogène          | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de CDK12 humain (NP_057591.2). |
| Source              | Lapin                                                                                                                                               |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                                               |
| Application         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                    |
| Réactivité croisée  | Humain, souris, rat                                                                                                                                 |
| SWISS               | Q9NYV4                                                                                                                                              |
| Poids moléculaire   | 164 kDa                                                                                                                                             |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                                        |