

Anticorps Polyclonal Anti-Cdk16 Pour If/Icc, Elisa - Q00536

Numéro d'article: CM0024831



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CDK16 humain (PCTAIRE1, PCTK1) pour IF/ICC et ELISA. Validé pour la réactivité croisée avec l'humain, poids cible 56 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK16 pAb Lapin
Remarques/Alias	PCTK1 ; PCTAIRE ; PCTAIRE1 ; PCTGAIRE ; CDK16
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5127
ID du gène	5127
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 277-496 du CDK16 humain (NP_006192.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q00536
Poids protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace