


Anticorps Monoclonal Anti-Cdk2 (Phospho-T160) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P24941

Numéro d'article: CM0001781



Introduction

mAc de Lapin Phospho-CDK2-T160 validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit avec le CDK2 humain, souris, rat ; cible le T160 phosphorylé ; idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc de Lapin Phospho-CDK2-T160
Remarques/Alias	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-T160
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1017
GeneID	1017
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du T160 du CDK2 humain (NP_001789.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24941
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace