


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cdk2 (Validé Ko) Pour Western Blot Et Elisa - P24941

Numéro d'article: CM0003252



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CDK2 (validé KO) pour Western blot et ELISA. Réactivité confirmée avec la CDK2 humaine, de souris et de rat. Validé pour les études par knock-out. Cible la kinase dépendante des cyclines 2 (P24941), un régulateur majeur du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	mAb lapin anti-CDK2 [validé KO]
Remarques / Alias	CDKN2 ; p33(CDK2) ; K2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1017
GeneID	1017
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 199-298 de la CDK2 humaine (P24941)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24941
Poids de la protéine	30 kDa / 34 kDa
Expédition	Sac de glace