


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk2 [Validé Par Ko] Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

Numéro d'article: CM0022176



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CDK2 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la CDK2 endogène (~30/34 kDa) dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, la réparation de l'ADN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CDK2 [Validé par KO]
Remarques/Alias	CDKN2 ; p33(CDK2) ; K2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1017
GeneID	1017
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 298 de la CDK2 humaine (NP_001789.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24941
Poids protéique	30 kDa/34 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant